


# 上腕式デジタル血圧計 DS-A10J



**取扱説明書**  
**NISSEI**

2025 年 7 月作成 A133661-1-B

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、本品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

禁忌・禁止	本品の設計限界又は不正使用等、責任範囲を超える対象および使用方法。 (誤った取り扱いをすると死または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。)
注 意	本品の使用にあたっての一般的な注意事項。 (誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。)

※物的損害とは家屋、家財および家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

禁忌・禁止	
＜適用対象(患者)＞	1) 乳幼児および小児または意思表示のできない人には使用しないこと。ケガや事故をおこすおそれがあります。
＜併用医療機器＞[相互作用の項参照]	1) MRI 検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。MR 装置への吸着や、熱傷等のおそれがあります。 2) 高圧酸素患者治療装置に本品を持ち込まないこと。誤作動や破壊、爆発のおそれがあります。
＜使用方法＞	1) 測定結果の自己判断や自己判断による治療はしないこと。必ず医師の指導、指示に従ってください。 2) 傷など未治療の腕に腕帯を巻かないこと。症状を悪化させるおそれがあります。 3) 点滴静脈注射や輸血を行っている腕に腕帯を巻かないこと。ケガや事故をおこすおそれがあります。 4) 可燃性ガスおよび変圧性ガスの近くでは使用しないこと。発火・引火のおそれがあります。 5) 耐用期間を超えて使用しないこと。正しく測定できないおそれがあります。 6) 不定多数の人が対象となる医療機関や公共の場所では使用しないこと。事故やトラブルの原因になります。

注 意	
-----	--

【使用上の注意】	
＜使用注意＞	1) 次の状態や症状又は過去に処置を受けたことのある方は医師に相談のうえ使用すること。正しく測定できないおそれがあります。 ・妊娠中毒症を含む妊婦 ・糖尿病 ・肝臓病 ・動脈硬化 ・高血圧症 ・不整脈 ・乳腺切除した方 ・血管内挿管 ・血管内治療 ・動脈静脈(A-V)シャント ・リンパ節の除去
＜重要な基本的注意＞	1) 異常加圧が発生した場合は、測定／停止ボタンで測定を中止すること。 2) 血圧は以下の要因で変動することにご注意すること。 ・時刻や季節 ・高血圧治療などの薬剤 ・飲食(アルコールを含む) ・喫煙 ・入浴 ・尿意 ・会話 ・その他の環境(病院での受診中など) ・測定姿勢(心臓に対する腕帯の高さを含む)

- 本品を水や消毒液等に浸さないこと。
- 腕帯のボタンの付けにより、一過性の内出血が発生し赤みが残る可能性がある。痛みを感じた場合には測定／停止ボタンで測定を中止すること。
- 救急搬送中の患者の血圧測定に使用しないこと。
- 必要以上の頻度で測定を行わないこと。また、上腕以外に腕帯を巻かないこと。故障や事故の原因になります。
- 次のような場所では本品を使用しないこと。誤動作や故障の原因になります。
  - ・直射日光のあたる場所 ・温度差の激しい場所や高温多湿な場所 ・ほこりの多い場所
- 落としたり、強い衝撃を与えないこと。誤動作や故障の原因になります。
- 使用前に上腕の周囲を測り、適用範囲内であることを確認すること。適用範囲外で使用する、誤差の原因になります。
- 付属品は指定されたものを使用すること。付属品以外を使用すると、誤差の原因になります。
- エアークが折れ曲がりすぎたりねじれたりしないことを確認すること。圧力が上がったまま腕帯から空気が抜けず、血循環を起すおそれがあります。
- 腕帯は測定部位に正しく装着し、測定中は心臓の高さに保つこと。誤った装着や高さのズレは誤差の原因になります。
- コードを引っ張り AC アダプタを抜かないこと。コードが断線し、火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で AC アダプタの抜き差しをしないこと。ピンセットや導電性のあるものでふれないこと。
- 電池交換時の古い電池または電池端子に付いているときや AC アダプタを抜き差しする際に AC アダプタのプラグにふれないこと。他人にふれないこと。
- AC アダプタでの使用中に本品に異常が発生した場合は、コンセントから AC アダプタのプラグを抜き、確実に電源を切ること。家具などの影にあるコンセントに AC アダプタのプラグを差込むと緊急対処ができない場合があります。
- 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を同時に使わないこと。発熱などにより故障の原因になります。
- 本品の間に重い物をせたり、エアークを縛ったりしないこと。故障の原因になります。
- 分解・修理・改造はおこなわないこと。誤動作や故障の原因になります。

### <相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)>

【併用禁忌】(併用しないこと)		
医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置 (磁気共鳴画像診断装置)	検査室に本品を持ち込まないこと。 MRI 検査を行うときは、本品を患者から取り外すこと。	誘導起電力により局部的な発熱で火傷のおそれがある。 また、磁気により本品が吸着されるおそれがある。
高圧酸素患者治療装置	装置内に持ち込まないこと。	誤動作や破壊及び経時的な劣化をきたすおそれがある。 また、爆発の誘因となるおそれがある。

- 【併用注意】(併用に注意すること)
- 電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器(ペースメーカ、植込み型除細動器など)：誤動作のおそれがあります。
  - 腕帯を巻いた側の腕や手に装着した医療機器：腕帯の加圧により医療機器の機能に一時的な影響を及ぼすおそれがあります。
  - 電気手術器(電気メス)：電気メスの高周波エネルギーにより本品が誤動作する可能性があります。
  - 装着形の医用電子機器(心電計など)：誤動作のおそれがあります。
  - 電磁波を発生する機器(電子レンジ/電磁調理器など)：誤動作や故障の原因になります。
  - 電波を発生する機器(携帯電話/PHS など)は、本品から 30cm 以上離して使用すること。誤動作や故障の原因になります。

### <不具合・有害事象>

1) 不具合：動作不良、故障、破損、誤計測  
2) 有害事象：痛み、アレルギー反応、血行障害

### <妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用>


- 妊婦、産婦が使用する場合は、医師に相談のうえ使用すること。
- 乳幼児および小児または意思表示のできない人には使用しないこと。

- 【保管方法及び有効期間等】
- 次の使用に支障のないよう清潔に保ち湿気の少ないところに保管すること。  
保管環境：温度 -20 ～ 60℃、相対湿度 10 ～ 95%RH (結露なきこと)
  - 長期間使用しないときには、電池を取り外すこと。電池の液れが起こり、本品を傷める原因になります。
  - 耐用期間：5 年あるいは 30,000 回(消耗品を除く)【自己診断(当社データによる)】
  - 本品には電池や小さな部品が埋められているので、お子様だけで使わせたり乳幼児やペットの届く所に保管しないこと。けがや事故のおそれがあります。
  - エアークとコードによる窒息を避けるため、お子様の手の届くところに本品を保管したり、エアークとコードを首に掛けたりしないこと。エアークとコードによる窒息のおそれがあります。
  - 本品を長期間使用しないときには、電池を取り外しておくこと。電池を長期開入れたままにすると電池の液れが起こり、本品を傷める原因になります。

- 【保守・点検に係る事項】
- 使用後は汚れなどがないか確認すること。
  - 本品の表面の汚れは、ぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭きすること。
  - 腕帯の汚れは中性洗剤を使い、表面をやさしく拭き拭き落とすこと。
  - エアークに水が入らないように注意し、しっかり乾かすこと。
  - 洗濯機を使用したことにより、アルコールなどの溶剤は使用しないこと。本品を傷める原因になります。
  - 破損などによって、異常がある場合は、直ちに使用を中止すること。お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
  - 本品および使用済みの電池を廃棄する場合は、各自自治体の規則に従い適切に処分すること。

## 次のものが揃っていますか？

次のものがそろっているかご確認ください。不足しているものがあるときには、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室( ☎ 0120-211-164)までご連絡ください。



## 補用品

製品性能を維持するために、付属品は指定されたものをお使いください。  
補用品のお買い求めは、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。  
ご注文の際は、型式もあわせてお申し付けください。

品 名	型 式	数 量	備 考
腕 帯	KAFU-A10	1 個	約 22 ～ 32cm
AC アダプタ	ADP-W5-11 JNSS-0014	1 個	

## 電池の挿入

- 電池カバーを開ける**  
本品裏側にある電池カバーを開けてください。
  - 電池を入れる**  
本品の ⊕ ⊖ 表示に合わせて乾電池を (－) 側から挿入してください。  
(＋) 側から入ると、電極パネを破壊させるおそれがあります。
  - 電池カバーを閉める**  
カチッと音がするまでしっかりと電池カバーを閉めてください。
- 電池残量が少なくなると電池交換マーク [電池] が点滅します。  
電池交換マークが点滅表示から点灯表示になると血圧測定をおこなうことはできません。電池交換マークが表示されたら 4 本全てを同じ種類の新しい単 3 形アルカリ乾電池と交換してください。

本品は、専用 AC アダプタで使用することもできます。  
専用 AC アダプタを本体側面の AC アダプタ接続部に接続してください。  
専用 AC アダプタは本品に付属されていません。別売品の専用 AC アダプタを別途ご用意ください。

## 正しく測定する為の注意事項

血圧は、測定の条件が変わると値も変わります。毎日同じ時刻に同じ環境で測定するように心がけましょう。

- 朝と夜、測定する時刻を決める**  
起床後と就寝前が 1 日の内で最も血圧が安定すると言われています。朝は、起床後 1 時間以内で食事の前に、夜は、食事の後 1 時間以上間をあけて測定します。
- 測定する腕(左腕/右腕)を決める**  
左右の腕で血圧値が異なることがあります。家庭で測定するときにはいつも決めた腕で測定します。
- 同じ環境、静かな場所で測定する**  
血圧は周囲の音や動きにも影響を受けます。また、寒いと血圧は高くなります。20℃ くらいの室温が血圧測定に適しています。
- リラックスして測定する**  
緊張したり心が動揺していると血圧は高くなります。深呼吸を数回して 5 分くらい安静にしてから測定します。
- 測定中は静かに、動かない**  
会話をしたり体を動かしたりすると血圧は変化します。また、本品は血圧測定方法にオシロメトリック法を採用しています。オシロメトリック法はかすかな脈動変化をとらえて血圧を測定します。このため、測定中に会話をしたり腕や体を動かしたりすると正しい測定結果となりません。

- ポイント
- 尿意があるときはトイレに行ってから測定する。
  - 喫煙直後に測定しない。
  - 運動、入浴後はしばらくしてから測定する。
- 尿意があるとき、食事や喫煙の直後、運動中や運動直後は血圧が高くなります。

## 腕帯を巻く

- 本体と腕帯を接続する**  
血圧の測定を開始する前に腕帯のコネクタを血圧計本体の腕帯コネクタ接続部にしっかりと差し込み、腕帯を本体に接続してください。
  - 椅子に座り腕帯を巻く**  
エアークが手の方にくるようにして、腕帯に左腕を通してください。  
※腕帯を左腕に巻けない場合は右腕に巻いてください。ただし測定は毎回決めた方の腕でおこなってください。
- 次のような状態で腕帯を巻いた場合には正しく測定できません。
- ・厚手の衣類の上から
  - ・衣類の袖を巻き上げて
  - ・血液の循環が妨げられるようなびったりした衣類の上から

- 腕帯をとめる**  
腕帯を肘関節より 2 ～ 3 cm 上の位置にあわせて面ファスナーでとめます。腕帯の表面を押さえてしっかりとめてください。
- 腕帯が簡単に回ったり上下に動いてしまう場合は、きつく巻き直してください。  
また、反対にきつく巻きすぎないように注意してください。

- 向きをあわせる**  
腕帯のアーテリマークを動脈の上にあわせ、エアークを腕の中心にあわせてください。
- テーブルの上に腕をのせる**  
足を組まずに両足を床に置いた状態で椅子に座り、背もたれにもたれてリラックスしてください。テーブルの上に自然にのばし、腕帯が心臓の高さになるようにしてください。  
腕帯が心臓よりも高いと測定値は低く、心臓よりも低いと測定値は高くなる傾向があります。





仰向けに横になって測定をおこなうこともできます。その場合にも腕帯を心臓の高さにあわせてください。測定姿勢により(座って測定する場合と横になって測定する場合とは)測定値は多少異なります。

## 血圧を測定する

- 測定を開始する**  
測定／停止ボタンを押してください。自動測定が開始します。
- 測定を中止したい場合は、測定／停止ボタンを押してください。空気が抜けて電源が切れます。
- 以前に測定したことがある場合は、加圧が開始する前に前回の測定結果が表示されます。
- 測定開始時の全表示で表示される電池交換マークは、電池交換を示すものではありません。
- 電池を外すと測定結果は消去されます。初めて測定する場合でなくとも、電池を外してしまうと前回の測定結果は表示されません。また、一度消去された測定結果をもとに戻すことはできません。

- 測定結果の表示**  
腕帯から空気が抜け測定が終了し、結果が表示されます。
  - 電源を切る**  
測定／停止ボタンを押すと測定結果が保存され電源が切れます。  
※ 電源を切り忘れても、約 3 分経つと自動的に電源が切れ測定結果が保存されます。
- ① **体動マーク**  
体が動くとき血圧は変化するため、測定中に体が動いた場合には正しい測定結果とは言えません。体を動かさないようにしてもう一度測定をおこなうことをお勧めします。
- ② **不規則脈波リズムマーク**  
測定中の脈波の間隔が一定でなかったときには、不規則脈波リズムマークを表示します。

## 困ったなと思ったら

こんなとき	原 因	対 策
測定値が異常に高く又は低く表示される	腕帯を心臓の高さにあわせて測定していない 腕帯が正しく巻かれていない 測定中に動いたり会話をしたりした	測定中は腕帯を心臓の高さにあわせてください 腕帯の巻き方を確認してください 測定中は動いたり会話をしたりしないでください
測定値がいつもと異なる	心身状態や測定状態が血圧に影響を与えている	いつもと同じ条件のもとで測定してください
病院での測定と値が異なる	病院での緊張感、ご家庭でのリラックス感などの精神状態が血圧に影響を与えている	ご家庭で測定した血圧を記録し、医師の指導や診断をお受け下さい
 が表示された	測定中に動いたり会話をした	測定中は動いたり会話をしたりしないでください
 が表示された	測定結果が測定範囲を超えた エアークが折れ曲がっている 腕帯コネクタがしっかりと接続されていない 腕帯が正しく巻かれていない 測定中に動いたり会話をした	毎回表示される場合は、医師にご相談ください エアークの折れや潰れがないか確認してください 腕帯コネクタの接続を確認してください 腕帯の巻き方を確認してください 測定中は動いたり会話をしたりしないでください
 が表示された	測定中に手や腕を動かしたり、会話をしたため最大加圧まで加圧された	測定中は動いたり会話をしたりしないでください
ボタンを押しても何も表示されない (測定が開始しない)	電池が消耗している 電池の＋と－の向きが間違っている 電極が汚れている	4本すべて新しい電池と交換してください 電池を正しく入れなおしてください 乾いた布できれいにしてください
 が表示された	電池挿入時または AC アダプタ接続時にボタンを押していた	測定 / 停止ボタンを押して、一度電源を切ってください

以上の方法でも測定が正常にできないときは、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

## 知っておきましょう

**血圧とは**  
血管内を流れる血液が血管の内壁におよぼす圧力のことをいいます。

**最高血圧(収縮期血圧)**  
心臓が収縮して血液を送り出され血管内の圧力が上がります。

**最低血圧(拡張期血圧)**  
心臓が拡張して血液が心臓にもどる血管内の圧力が下がります。

**血圧は常に変化しています**  
血圧は心身のいろいろな条件で変化し、いつも一定のものではありません。  
以下の要因で血圧は変動します。  
・時刻や季節 ・身体活動 ・高血圧治療などの薬剤  
・飲食(アルコールを含む) ・喫煙 ・精神的緊張  
・入浴 ・尿意 ・会話  
安静状態での血圧値を正確につかむためには、5 分以上休憩をいれながら何回か測定することをお勧めします。

**高血圧とは**  
WHO では血圧を右の表のように分類しています。しかし、血圧値は人種、地域、性別、年齢によってかなりの差がみられ、人により目標値も異なります。測定結果はご自分で判断せずに必ず医師の指導を受けてください。

血圧の日内変動の一例  
Bevan, Honour & Scott (1969) Clin. Sci. 36. 329

血圧 (mmHg)

180 最高血圧  
140  
100  
60 最低血圧  
20

12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 時刻

(mmHg)

	収縮期血圧 (最高血圧)	拡張期血圧 (最低血圧)
至適血圧	120未満	かつ 80未満
正常高血圧	120～129	かつ/または 80～84
I 度高血圧	130～139	かつ/または 85～89
II 度高血圧	140～159	かつ/または 90～99
III 度高血圧	160～179	かつ/または 100～109
収縮期高血圧	180以上	かつ/または 110以上
	140以上	かつ 90未満

WHO Guideline 1999

## 本品の取り扱いに関して

血圧計の性能は使用した回数、使用・保管方法、年数に影響を受けて劣化します。本品(消耗品を除く)の耐用期間は 5 年あるいは 30,000 回です。

- 本品のお手入れ**  
使用後は汚れなどがなく確認してください。本品の表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。腕帯の汚れは中性洗剤を使い、表面をやさしく拭き拭き落とすようにしてします。エアークに水が入らないように注意し、しっかり乾かしてください。洗濯機を使用したことにより、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。本品を傷める原因になります。
- 本品の保管**  
保管の際にポーチを使用すると、本品を保護することができます。ポーチに入れる際は、本品からエアークコネクタや AC アダプタを取り外してください。  
次のような場所に保管、または長時間放置しないでください。故障、本品の劣化の原因になります。
  - ・直射日光のあたる場所 ・温度差の激しい場所や高温多湿な場所
  - ・ほこりの多い場所 ・防虫剤の入ったタンス等本品を長期間使用しないときには、電池を取り外しておいてください。電池を入れたままにすると電池の液れが起こり本品を傷める原因になります。

- 本品の取り扱い**  
AC アダプタや電池の取り外しは、必ず血圧計の電源を切ってからおこなってください。故障の原因になります。  
腕帯を血圧計から取り外すときは、コネクタを持っておこなってください。  
本品の上に重いものをのせたりエアークを押しつぶしたりしないでください。故障の原因になります。  
ボタンや表示部を強く押さないでください。また、表示部を下にして置かないでください。本品を傷めたり誤動作の原因になります。  
落としたり、強い衝撃を与えないでください。誤動作や故障の原因になります。  
腕帯を腕に巻いていないときは加圧させないでください。故障の原因になります。  
本品の分解・修理・改造はしないでください。故障の原因になります。  
気温 40℃ 以上または 10℃ 以下の環境に本品を保管した場合は、使用環境範囲内の気温に 2 時間以上保管後に測定をおこなってください。誤動作の原因になります。

## 製品仕様

販売名	デジタル血圧計 DS-A10	使用環境	温度 10 ～ 40℃、相対湿度 15 ～ 85%RH (結露なきこと) 気圧 700 ～ 1060hPa
測定方法	オシロメトリック法	輸送・保管環境	温度 -20 ～ 60℃、相対湿度 10 ～ 95%RH (結露なきこと)
測定方式	加圧中測定	測定可能上腕周長	約 22 ～ 32cm
圧力表示範囲	3 ～ 300mmHg (腕帯圧力)	本体寸法	約 122.2×横 116.5×高さ 69.9mm
腕帯内圧力表示の誤差	3mmHg 以内	本体質量	約 220g (付属品を含まない)
腕帯内圧力範囲	50 ～ 250mmHg (最高血圧) 40 ～ 180mmHg (最低血圧)	電撃保護	内部電圧機器およびクラス II 機器 BF 形装置部
脈拍測定範囲	40 ～ 160 拍/分	外来動物及びびり	IP20 (指の侵入に対する保護。水の侵入に対する保護は無し。)
最大圧力	300mmHg 以下	による分類	空気・可燃性麻酔ガス、又は酸素又は亜酸化窒素・可燃性麻酔ガスのある中での使用の安全の程度による分類
環境条件による圧力表示誤差	150mmHg を超えない場合は ± 3mmHg 以下、150mmHg を超える場合は測定値の 2% 以下	動作(運転)モードによる分類	連続動作(運転)機器
臨床性能試験による平均誤差	標準偏差 ± 5mmHg 以内 標準偏差 8mmHg 以内	回	クラス II 機器
脈拍測定精度	± 5% 以内	[A]	BF 形装置部
停止操作	停止操作スイッチを切った後 30 秒以内に 15mmHg まで減圧	⑤	付属文書をお読みください
血圧測定の再現性	血圧判定の再現性は 3.0mmHg (0.4kPa) 以下		
加圧	自動(エアークポンプ)		
排気	自動急速排気弁		
電源	単 3 形アルカリ乾電池 4 本または専用 AC アダプタ		
電気的定格	単 3 形アルカリ乾電池 4 本使用時：DC6V / 4W 専用 AC アダプタ使用時：アダプタ ADP-W5 使用時：アダプタ定格 AC100-240V 50/60Hz 0.12A アダプタ UM305-0605 使用時：アダプタ定格 AC100-240V 50/60Hz 0.16-0.12A (JNSS-0014) 本体定格 DC6V 500mA		

※ 試験方法は、ISO 81060-2:2013 に基づく。  
お断りなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

## 技術サポート

本品は、医用電気機器の安全使用のために要求されている EMD (電磁妨害) 規格、IEC60601-1-2:2014+A1:2020 に適合している装置です。  
医用電気機器は、電磁妨害に関する特別な注意が必要であり、以下の情報に従って使用される必要があります。  
● 本品は、高周波手術機器や MRI 装置 (磁気共鳴画像装置) の近傍など、電磁妨害の強さが必要な機器の使用を意図していません。  
● 本品を、他の機器に隣接させて、又は積み重ねて使用しないでください。不適切な動作の原因になります。  
● 本品の製造者によって規定されているが、又は提供されるもの以外の付属品を使用すると、本品の電磁エミッションが増えるか、又は電磁互干性が減少し、不適切な動作の原因になる可能性があります。  
● 本品の性能の低下の原因になる可能性があります。携帯型の RF 通信機器 (アンテナケーブル及び外部アンテナなどの周辺機器を含む) は、本品と共に使用されるケーブルを含む本品のどの部分からでも 30cm 以上離して使用してください。  
IEC60601-1-2 の詳細については、弊社ホームページのお問い合わせフォームまたは販売店にお問い合わせください。

## 保証規定

有効保証期間はお買い上げ後 1 年間で、  
取扱説明書に従った正常な使用状態で、万一故障した場合には、無料で修理または交換。  
保証期間内に無料修理を受けられるときは、商品に本保証書を添えて、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。修理費を弊社まで直接送付される際の送料は、お客様ご自身で負担ください。  
本保証書の有効期限は、お買い上げの日から起算し、修理を受けるまでの期間です。  
本保証書の有効期限は、お買い上げの日から起算し、修理を受けるまでの期間です。  
本保証書の有効期限は、お買い上げの日から起算し、修理を受けるまでの期間です。  
保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
1. 誤った使用や、不注意による故障または損傷。  
2. 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰する認められる故障または損傷。  
3. 不当な修理や改造による故障または損傷。  
4. 火災、地震、水害、異常電圧、雷害など、指定の使用環境およびその他の天災地変や戦争などによる故障または損傷。  
5. 一般家庭以外(病院や施設など)での使用による故障または損傷。  
6. 本保証書の規定にない修理や改造などにより発生した故障。  
7. 本保証書に記載されていない、お買い上げの日からの記載の不備がある場合、あるいは内容が書き換えられた場合。  
8. ご使用後の外装面の傷、破損、および外装部品、付属品の交換。

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本品は、高度な技術と徹底した生産管理として厳重な品質検査を経てつくられた製品ですが、通常のご利用において万一不具合が発生したときは、保証規定により修理および調整をいたします。  
本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

販売名：デジタル血圧計 DS-A10	販売店名
お名前：	
ご住所：	販売店にて記入捺印していただく、販売店で発行されたお買い上げが証明できるレシートなどを貼付してください。
T E L：	お買い上げ年月日 年 月 日

**日本精密測器株式会社**  
本社 東京都千代田区千代田 2-1-1  
お客様相談室 ☎ 0120-211-164 (9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝祭日を除く)  
ホームページ https://www.nissei-hk.co.jp/