

NISSEI

ワンハンド式

アナロイド 血圧計

HT-1500

片手でかんたん測定。

本体と送気球が一体、片手で測定

- アネロイド式メータと送気球を一体化させました。
- 本体裏のトリガーレバーで排気も片手で調節できます。

使いやすくコンパクトなデザイン

- 片手で加圧、減圧、読み取りができます。
- コンパクトなデザインと選べる3色のカラー。

信頼の計測性能

- 長年の歴史で培った技術と測量計のパイオニアだから信頼の測定精度をお約束します。



ピンク

ブルー

グレー

〈主な仕様〉

販売名称	ワンハンド式アナロイド血圧計
モデル	HT-1500
圧力範囲	20～300mmHg
圧力許容差	±4mmHg以内
漏気	200mmHgに達したとき、指示値が2mmHg以上降下しない
腕帯(カフ)内	10000サイクル模擬測定後、腕帯(カフ)内圧力の
圧力表示の安定性	表示値の変化は±3mmHg以内
急速排気	260mmHgから15mmHgに急速排気時間は10秒以下
使用環境	温度 10℃～40℃、相対湿度 30～85%RH(結露なきこと)
輸送・保管環境	温度 -20℃～60℃、相対湿度 10～95%RH(結露なきこと)
使用可能腕周囲	約 17～25cm (Sサイズ腕帯)
	約 23～32cm (Mサイズ腕帯)
	約 32～42cm (Lサイズ腕帯)

寸法	約67×159×86(W×D×H)mm
質量	約150g
製造販売届出番号	10B2X00011000002

標準付属品

Mサイズ腕帯 1個
キャリングバッグ 1個
取扱説明書(保証書付) 1部

※聴診器は付属品に含まれておりません。
※Sサイズ・Lサイズ腕帯はオプション品になります。

※製品の改良のため、断りなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

商品に関する問い合わせ・連絡先

お客様相談室 ☎0120-211-164

(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝祭日を除く)

ホームページ <https://www.nissei-kk.co.jp/>



こころと技術で描く、安心の未来へ。

NISSEI

製造販売元

製造元

ISO 9001/13485/14001 認証取得

日本精密測器株式会社
〒377-0293 群馬県渋川市中郷 2508-13
TEL: 0279-20-2311

蘇州尼世精密儀器有限公司
NISSEI PRECISION INSTRUMENTS (SUZHOU) CO., LTD.