

NISSEI

ワンハンド式 アネロイド 血圧計 HT-1500

片手でかんたん測定。

本体と送気球が一体、片手で測定

- アネロイド式メータと送気球を一体化させました。
- 本体裏のトリガーレバーで排気も片手で調節できます。

使いやすくコンパクトなデザイン

- 片手で加圧、減圧、読み取りができます。
- コンパクトなデザインと選べる3色のカラー。

信頼の計測性能

- 長年の歴史で培った技術と測量計のパイオニアだから信頼の測定精度をお約束します。



ピンク

ブルー

グレー

〈主な仕様〉

| | |
|----------|------------------------------------|
| 販売名称 | ワンハンド式アネロイド血圧計 |
| モデル | HT-1500 |
| 圧力範囲 | 20~300mmHg |
| 圧力許容差 | ±4mmHg以内 |
| 漏気 | 200mmHgに達したとき、指示値が2mmHg以上降下しない |
| 腕帯(カフ)内 | 10000サイクル模擬測定後、腕帯(カフ)内圧力の |
| 圧力表示の安定性 | 表示値の変化は±3mmHg以内 |
| 急速排気 | 260mmHgから15mmHgに急速排気時間は10秒以下 |
| 使用環境 | 温度 10℃~40℃、相対湿度 30~85%RH (結露なきこと) |
| 輸送・保管環境 | 温度 -20℃~60℃、相対湿度 10~95%RH (結露なきこと) |
| 使用可能腕周囲 | 約 17 ~ 25cm (Sサイズ腕帯) |
| | 約 23 ~ 32cm (Mサイズ腕帯) |
| | 約 32 ~ 42cm (Lサイズ腕帯) |

| | |
|----------|---------------------|
| 寸法 | 約67×159×86(W×D×H)mm |
| 質量 | 約150g |
| 製造販売届出番号 | 10B2X00011000002 |

標準付属品 Mサイズ腕帯 1個
キャリングバッグ 1個
取扱説明書(保証書付) 1部

※聴診器は付属品に含まれておりません。
※Sサイズ・Lサイズ腕帯はオプション品になります。

※製品の改良のため、断りなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

商品に関する問い合わせ・連絡先

お客様相談室 ☎0120-211-164
(9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)
ホームページ <https://www.nissei-kk.co.jp/>



こころと技術で描く、安心の未来へ。

NISSEI

ISO 9001/13485 認証取得

製造販売元

日本精密測器株式会社
〒377-0293 群馬県渋川市中郷 2508-13
TEL : 0279-20-2311

製造元

蘇州尼世精密儀器有限公司
NISSEI PRECISION INSTRUMENTS (SUZHOU) CO., LTD.

※ NISSEI は日本精密測器株式会社の登録商標です。
© NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD. HT-1500-11_05